

my  
life

Clickfine®



## Die neue 4.5mm – Kinderleicht, sorglos sicher!

- Die kürzeste mylife™ Clickfine® Pen-Nadel bei gleicher Sicherheit
- Reduziert Nadelängste
- Spezialsilikonisierung für eine schmerzarme Injektion
- Patentierte universal click® Technologie
- Passt auf alle gängigen Injektionspens



swissmade



Mehr Freiheit. Mehr Lebensfreude. Mit mylife™.

YPSOMED  
SELF-CARE SOLUTIONS



Clickfine®



## Fühlbar mehr Freiheit


Injizieren Sie einfach, ohne Hautfalte, in das Unterhautgewebe bei gleicher Sicherheit wie mit einer längeren Pen-Nadel.





## Kompromisslos sicher

Die kürzeste mylife™ Clickfine® Pen-Nadel – ideal für Kinder und schlanke Menschen



- 1 Oberhaut
- 2 Lederhaut
- 3 Unterhaut-Fettgewebe
- 4 Muskelschicht\*

\* Mit der neuen, kürzeren mylife™ Clickfine® Pen-Nadel reduzieren Sie das Risiko von Injektionen in den Muskel.

Die Hautdicke beträgt in allen Injektionsbereichen nur 1.9 – 2.4 mm, unabhängig von BMI, Alter und Geschlecht.

Bei der Injektion mit ultra kurzen Pen-Nadeln, zwischen 4 – 5 mm Länge im 90° Winkel, ist die Abgabe des Insulins in das Subkutangewebe sicher gewährleistet.

Aktuelle Studien zeigen, dass kein vermehrter Insulinrückfluss im Vergleich zu 8 mm Pen-Nadeln auftritt.



4.5 mm, 31G/0.25 mm

PZN-9156092

Mehr **Freiheit.**  
Mehr **Lebensfreude.**  
Mit **mylife™.**



Blutzucker-  
messsysteme



Infusionssysteme



Pen- und Sicherheits-  
Pen-Nadeln



Zubehör und  
Dienstleistungen

mylife™ ist ein Produkt- und Dienstleistungsprogramm für Menschen mit Diabetes. Es bietet ihnen alles, was sie für eine zuverlässige, einfache Selbstbehandlung brauchen und ermöglicht ihnen mehr Freiheit und mehr Freude am Leben, das sie führen wollen.

Service-Hotline: 0800 9776633

Für mehr Informationen besuchen Sie  
[www.mylife-diabetescare.de](http://www.mylife-diabetescare.de)

Ypsomed GmbH // Höchster Straße 70 // 65835 Liederbach