


my
life

Clickfine®



Mit jedem 'Click' das sichere Gefühl: Die Nadel sitzt!

- Patentierte universal click® Technologie
- Passt auf alle gängigen Injektionspens
- Spezialsilikonisierung für schmerzarme Injektion
- Hörbarer 'Click' bestätigt sicheren Halt
- Farbcodierung zur einfachen Unterscheidung der Nadellängen




Mehr Freiheit. Mehr Lebensfreude. Mit mylife™.


YPSOMED
SELF-CARE SOLUTIONS

Einfach von Anfang an


Lässt sich auf alle gängigen Injektionspens aufclicken



Die Pen-Nadel aufclicken und gerade nach unten drücken – fester Sitz bei hörbarem "Click".



Tipp: Die Pen-Nadel senkrecht auf einen Tisch aufstellen und den Pen von oben aufclicken.



Fünf Mal zwei Schnapper für einen sicheren Halt.



Patentierter universal click® Technologie.



Für alle, die aktiv unterwegs sind



Kanülenträger mit Sichtfenstern für eine zusätzliche optische Kontrolle. Spezialsilikonisierung sowie dreifach Facettenschliff für eine schmerzarme Injektion.



Einfach abziehbare innere Schutzkappe.




Gut greifbare äußere Schutzkappe. Freie Abreiblasche für ein schnelles Entfernen der Siegelolie.


Click vor jeder Injektion

Jede Pen-Nadel ist steril und für den einmaligen Gebrauch bestimmt

mylife™ Clickfine® Pen-Nadeln sind sterile Einmal-Produkte. Setzen Sie vor jeder Injektion eine neue Pen-Nadel auf, um Verletzungen oder Infektionen, die durch schmutzige, stumpfe oder verstopfte Pen-Nadeln verursacht werden, zu vermeiden.



Neue Pen-Nadel



Gebrauchte Pen-Nadel mit Geweberückständen

Wählen Sie die richtige Nadellänge

Anwenderfreundliche Farbcodierung zur einfachen Produkterkennung

Die mylife™ Clickfine® Pen-Nadel gibt es in vier verschiedenen Längen:



6 mm, 31G/0.25 mm
PZN-1882663



8 mm, 31G/0.25 mm
PZN-1882686



10 mm, 29G/0.33 mm
PZN-1882692



12 mm, 29G/0.33 mm
PZN-1882717



Clickfine®



Universal click®

mylife™ Clickfine® passt auf alle gängigen Injektionspens

Der TÜV bescheinigt, dass mylife™ Clickfine® Pen-Nadeln in Anwendung mit den unten aufgeführten Injektionspens voll funktionsfähig und sicher sind.



Sanofi-Aventis

OptiPen®Pro, OptiSet®, OptiClik®, SoloStar®, ClikStar®, TactiPen®

Novo Nordisk A/S

NovoPen® 3, 4 + Junior, FlexPen®, Next Generation FlexPen®, Victoza® Pen

Owen Mumford, Inc.

Autopen®, Autopen® 24

Genentech

Nutropin AQ Pen®

Merck Serono

GONAL-f® Pen

Ypsomed AG

ypsopen®

Eli Lilly and Company

HumaPen® Luxura, Luxura HD, Memoir, HumatroPen®, HumatroPen®3, Humalog® Pen, KwikPen®

Berlin Chemie

BerliPen® 301, 302 + junior, BerliPen® areo + areo 2

B. Braun

Omnican® Pen

Pfizer Ltd.

Genotropin Pen®

F. Hoffmann – La Roche

Roferon® Pen

Amylin Pharmaceuticals, Inc. and Eli Lilly and Company

Byetta™ Pen

Amylin Pharmaceuticals, Inc.

SymmlinPen™

Einige Injektionspens sind nicht in allen Ländern erhältlich. Alle Marken sind Handelsmarken der erwähnten Hersteller.

Bei der Verwendung der mylife™ Clickfine® Pen-Nadeln beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung sowie die Ihres Injektionspens.

Mehr **Freiheit.**
Mehr **Lebensfreude.**
Mit **mylife™**.



Blutzucker-
messsysteme



Infusionssysteme



Pen- und Sicher-
heits-Pen-Nadeln



Zubehör und
Dienstleistungen

mylife™ ist ein Produkt- und Dienstleistungs-
programm für Menschen mit Diabetes. Es bietet
ihnen alles, was sie für eine zuverlässige, einfache
Selbstbehandlung brauchen und ermöglicht ihnen
mehr Freiheit und mehr Freude am Leben, das
sie führen wollen.

Für mehr Informationen besuchen Sie
www.mylife-diabetescare.de

Service-Hotline: 0800 9776633

Ypsomed GmbH // Höchster Straße 70 // 65835 Liederbach